GARLYN


Весы напольные умные Bodyscan Master

ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Используйте только рекомендованный тип элементов питания и соблюдайте полярность при их установке.
- ▲ Размещайте прибор на плоской ровной устойчивой горизонтальной поверхности.
- ▲ Не размещайте прибор на мягкой поверхности.
- ▲ Не перегружайте весы (более 180 кг), не вставайте на весы резко.
- ▲ Не рекомендуется пользоваться весами беременным женщинам и людям с кардиостимуляторами.
- ▲ Во время хранения не ставьте на весы никакие предметы.
- ▲ Извлекайте элементы питания на время длительного хранения весов.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Электроды для больших пальцев
2. Дисплей
3. Ручка
4. Электроды для ступней
5. Платформа весов
6. Провод
7. Отсек для элементов питания
8. Электроды для четырех пальцев
9. Высокочувствительные датчики
10. Кнопка изменения единицы измерения веса (кг, фунты, стоуны)
11. Крышка отсека для элементов питания



Дисплей



Индикация	
%	Индикатор параметра «Содержание жира в теле». Непрерывно горит во время измерения
%	Индикатор параметра «Содержание мышечной массы в теле». Непрерывно горит во время измерения
88.8	Значение процентного содержания жира в организме. Горит оранжевым цветом
88.8	Значение процентного содержания мышечной массы в организме. Горит синим цветом
888	Измерение дополнительных параметров тела. Значки бегают в процессе измерения параметров
	Индикатор Bluetooth-соединения. Непрерывно горит, если соединение установлено
	Индикатор уровня заряда элементов питания. Появляется при низком уровне заряда элементов питания вместе со значением Lo
kg lb st lb	Единицы измерения веса (кг, фунты, стоуны). Непрерывно горит выбранная единица
0.0	Отображаются значение массы тела и системные сообщения

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Достаньте прибор и комплектующие из упаковки. Удалите все транспортировочные материалы и наклейки.

⚠ *Обязательно сохраните на корпусе все предупреждающие наклейки и этикетку с серийным номером изделия.*

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора и установите элементы питания (см. раздел руководства пользователя «Установка элементов питания»).

GARLYN

Весы напольные умные Bodyscan Master

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Режим измерения массы тела

1. Убедитесь, что элементы питания установлены в отсек (7). Установите весы на ровную, сухую и твердую горизонтальную поверхность.
2. Плавно встаньте на весы и стойте неподвижно 5-10 сек. На дисплее появится значение 0.0.0. кг. Значение массы тела будет меняться. Если Вы взвешивались в обуви, установившееся значение мигнет три раза и сохранится на дисплее. Если Вы взвешивались в носках или босиком, весы отобразят на дисплее значение массы тела, в течение примерно 3 сек. будут мигать индикаторы процента жира и мышечной массы. После отобразятся значения --- %.


В данном режиме не нужно использовать ручку (3) умных весов, так как измеряется только масса тела.

3. Сойдите с весов. Дисплей погаснет примерно через 10-15 сек.

Режим измерения массы тела и дополнительных параметров тела

ВНИМАНИЕ! Перед первым измерением дополнительных параметров тела необходимо установить сопряжение весов с телефоном используя Bluetooth-соединение (см. раздел «МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ» ниже и раздел «НАСТРОЙКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ» в руководстве пользователя).

1. Повторите пункт 1 раздела «Измерение массы тела».
2. Если весы используются впервые, установите их сопряжение с телефоном с помощью приложения (см. раздел руководства пользователя «НАСТРОЙКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ» или раздел «МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ» ниже). После сопряжения на дисплее будет непрерывно гореть индикатор .
3. Плавно встаньте на весы голыми ступнями, разместив их ровно на четырех электродах (4), возьмите ручку весов (3) обеими руками и плавно потяните на себя. Разместите пальцы рук ровно в границах электродов (1), (8). На дисплее появится значение 0.0.0. кг, а затем значение веса будет меняться.



Не вставайте на платформу в обуви и в носках при измерении дополнительных параметров тела, иначе весы не смогут провести измерения.

4. Вытяните руки под углом 45° по отношению к туловищу так, чтобы они не касались груди, и стойте ровно.
5. Задержитесь в таком положении, пока весы не произведут измерение параметров тела. Как только весы окончат измерение массы тела, установившееся значение мигнет три раза и сохранится на дисплее.

Во время измерения параметров тела не двигайтесь.

6. После измерения массы тела устройство начнет измерять дополнительные параметры тела. На дисплее вместо значений дополнительных параметров тела будут бегать два значка в течение примерно 10-15 секунд.
7. После измерения дополнительных параметров тела значок исчезнет, а на дисплее отобразится значение процента жира и процента мышечной массы.
8. Сойдите с весов. Дисплей погаснет примерно через 10-15 сек.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Скачайте мобильное приложение iMoni Health на свой смартфон и подключите к нему устройство. С помощью приложения Вы сможете выбрать подходящие единицы измерения, измерить процент жира и процент мышечной массы тела, подробно изучить такие параметры тела, как индекс массы тела (ИМТ), содержание воды и белков в организме, костную массу и другие.

Внимание! Для сопряжения устройства с приложением на смартфоне необходимо использовать Bluetooth-соединение.

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)